




Ozonit

BLEEK- EN DESINFECTIEMIDDEL

- ▲ Voor de thermo-chemische desinfectie van textiel op 70° C volgens het RKI (Robert Koch Institute)
- ▲ Wijzigt de kleuren niet
- ▲ Beschermt het linnen
- ▲ Voldoet aan de normen EN 1276 en EN 1275
- ▲ Effectief op virussen zoals influenza A/H1N1/H5N1, VIH, hepatitis B en C, Noro en Rotavirus, SRAS
- ▲ Effectief bij tuberculose

TOEPASSING

Voor de thermo-chemische desinfectie van alle textielartikelen behalve wol en zijde. Gebruik in hoofdwas voor het desinfecteren van wasgoed en spoelen om herbesmetting te voorkomen.



GEBRUIKSAANWIJZING

Onze wasserij-specialist zal specifieke aanbevelingen doen op basis van gebruiksbeperkingen.

DOSERING:

2 ml/l niveau 1:5 volgens RKI

GARANTIES EN VEILIGHEID

Gebruik biocides zorgvuldig. Lees altijd de instructies op de labels voor gebruik. Volg de instructies die zich op de veiligheidsfiche bevinden (SDS).

SAMENSTELLING

Zuurstofrijk bleekmiddel.

FYSICO-CHEMISCHE GEGEVENS

Dichtheid 1,12

pH 1% 3,2

VERPAKKING

22 kg canister gewaarborgd

Ref 1.013.000 - Eenheden/pallet 24

220 kg drum gewaarborgd

Ref 1.013.020 - Eenheden/pallet 4

OPSLAG

Te bewaren op een koele en droge plaats. Niet aan directe zon blootstellen. Opslaan tussen -20° C en 30° C.